

ドゥー ブラシ
360do BRUSH® CH コンパクト
ヘッド



女性向けに開発された
コンパクトヘッド

- 〔硬さ〕 ふつう
- 〔全長〕 174mm
- 〔重量〕 10g
- 〔ブラシ毛〕 0.08mm
- 〔ヘッド径〕 15mm
- 〔ハンドル径〕 12mm
- 〔材質〕 ナイロン(毛)
ポリプロピレン(柄)



ドゥー ブラシ
360do BRUSH® 間 Kan



歯に優しいしなやかさ
で歯間に入りやすい

- 〔硬さ〕 やわらかめ
- 〔全長〕 174mm
- 〔重量〕 10g
- 〔ブラシ毛〕 0.08mm
- 〔ヘッド径〕 16mm
- 〔ハンドル径〕 12mm
- 〔材質〕 ナイロン(毛)
ポリプロピレン(柄)



ドゥー ブラシ
360do BRUSH® 爽 Soh



歯垢除去力が高く、
爽快なみがき心地

- 〔硬さ〕 ふつう
- 〔全長〕 174mm
- 〔重量〕 10g
- 〔ブラシ毛〕 0.08mm
- 〔ヘッド径〕 16mm
- 〔ハンドル径〕 12mm
- 〔材質〕 ナイロン(毛)
ポリプロピレン(柄)



■■ 回転しません

■■ 製法特許（当社独自製法）取得済 ■■

ドゥー ブラシ
360do BRUSH® BABY

乳児～



国内・海外
売上No.1

- 〔硬さ〕 ふつう
- 〔全長〕 154mm
- 〔重量〕 8g
- 〔ブラシ毛〕 0.08mm
- 〔ヘッド径〕 13.5mm
- 〔ハンドル径〕 11mm
- 〔材質〕 ナイロン(毛)
ポリプロピレン(柄)



ドゥー ブラシ
360do BRUSH® KIDS

3才以上



歯みがきが好きになる
嫌がらない！ 痛がらない！

- 〔硬さ〕 ふつう
- 〔全長〕 154mm
- 〔重量〕 8g
- 〔ブラシ毛〕 0.08mm
- 〔ヘッド径〕 14.5mm
- 〔ハンドル径〕 11mm
- 〔材質〕 ナイロン(毛)
ポリプロピレン(柄)



ドゥー ブラシ
360do BRUSH® KIDS マイメロディ
My Melody

3才以上



大人気キャラクター
「マイメロディ」

- 〔硬さ〕 ふつう
- 〔全長〕 154mm
- 〔重量〕 8g
- 〔ブラシ毛〕 0.08mm
- 〔ヘッド径〕 14.5mm
- 〔ハンドル径〕 11mm
- 〔材質〕 ナイロン(毛)
ポリプロピレン(柄)




みがきかた

回転させずに、ふつうの歯ブラシと同じように、横磨き・縦磨きで磨いて下さい。1本ずつ磨くイメージです。

前歯

いつもと同じように、横磨き、縦磨き。歯並びが良くない方には縦磨きをおすすめします。



前歯の裏側

満身に磨けないところ。それが前歯の裏側です。円筒ヘッドなら、大量の極細毛が汚れている部分にぴったりフィット。



犬歯

凹凸が多い犬歯の部分は、縦磨きで磨きます。



前歯裏側 - 上下同時磨き

円筒ヘッドなので、上下同時に磨くことも可能です。回さずに横磨きで磨いて下さい。



奥歯 - 上下同時磨き

前歯同様に奥歯の同時磨きができます。口を閉じ気味にして内側を、軽く噛むようにしてトップを磨きます。奥は開き気味に、手前は閉じ気味といったように、あごの角度を徐々に変えて行くのがポイントです。



歯ぐきフラッシング・舌クリーニング

歯ぐきを軽くブラッシングする。(細胞の新陳代謝や、歯ぐきの血行を良くする効果を期待できます。)




舌はマッサージするイメージで軽〜くブラッシングしましょう。舌のクリーニングは、軽く舌を突き出し、ブラシを舌に乗せ、やさしくブラッシング。やり過ぎると舌を傷つけるので注意しましょう。




歯垢(プラーク)除去率98.4%

●第三者機関による試験結果


◆人工歯垢(プラーク)除去効果試験の結果



◆モニター試験の結果



◆歯ぐき状態判定



※たんぽぼの種は、360do BRUSHの旧ブランドです。


360度毛の実力



ドゥー ブラシ
360do BRUSH®

360do BRUSH changes the world

まあいい歯ブラシ どちらが好きですか？



株式会社 STB ヒグチ
〒578-0935 大阪府東大阪市若江東町 4-6-29
TEL 06-6730-1712 FAX 06-6730-1713
URL www.stb-h.co.jp