

## 360do BRUSH φの特徴

- ① 360°ぐるっとブラシがあり、手首を反さずに要介護者のケアができます。
- ② ハンドルにも方向性がなく、利き手が不自由な方がご自身で使用する目的にも適しています。
- ③ 塩素殺菌や煮沸消毒が可能です。
- ④ 360do BRUSH シリーズの中で、ブラシ毛が最も長く柔らかく優しい使用感です。
- ⑤ 0.09mmという極細毛により、舌クリーナーとして専用タイプに匹敵する性能があります。

## ファイをご利用される方へ



介護者の方は、一般歯ブラシで前歯を磨くとき、側面に回って横から磨かなければなりませんでしたが、ファイは横になって寝ている方にも正面からブラッシングする事ができます。また、歯の裏側も容易に磨けます。

ブラシの毛が柔らかいので、要介護者に負担を掛けることなく口腔ケアが出来ます。歯茎のブラッシングは適度に刺激を与え、血行を促進し細胞を活性化します。また、舌苔を除去し口臭を防ぎます。

ファイは汚れがブラシに絡みつき、磨き汁が飛びにくいので衛生的です。

## ドゥ ブラシ ファイ 360do BRUSH φ

一般歯ブラシでは自分でうまく磨けなかった方もファイなら方向を気にしなくてもよいので、ご自身で磨ける方が多く、**リハビリ**としてお役立て頂けます。



## 商品のご案内



360do BRUSH φ  
(360°カーブラシ ファイ)

- ・全長：175mm
- ・全長：175mm
- ・重量：11g
- ・ブラシ毛太さ：0.09mm
- ・ヘッド径：18mm
- ・ハンドル径：12mm
- ・毛のかたさ：やわらかめ
- ・耐熱温度：100℃
- ・材質：ナイロン（毛）  
ポリプロピレン（柄）
- ・カラー：ピンク、ブルー

溶着技術で製造されており金属片を使用しておりませんので、沸騰（熱湯）消毒、塩素系溶剤（0.1%程度に30分浸す）での除菌が出来ます。



特許取得の高度なプラスチック溶着技術により、従来は植毛技術しかなかったブラシ分野に「溶着ブラシ」という新しいカテゴリーが誕生しました。

「溶着ブラシ」とはブラシ毛を孔に植え込まず、ブラシ毛同士をくっつけたブラシのことです。

これによって従来品とは比較にならないほどの密度、大量実装が可能になりました。

「360do BRUSH φ」は、これまでの常識を覆す新しいタイプの歯ブラシです。

【特許番号】特許第4000355号

## 360度毛。歯ブラシ

## ドゥ ブラシ ファイ 360do BRUSH φ



GOOD DESIGN AWARD  
2013年度受賞

360度毛。歯ブラシ  
「たんぽぽの種」  
「360do BRUSH φ」



<http://www.stb-h.co.jp>



STB Higuchi



## 磨き方

回転させずに、ふつうの歯ブラシと同じように、横磨き・縦磨きで磨いて下さい。1本ずつ磨くイメージです

### 前歯

いつもと同じように、横磨き、縦磨き。歯並びが悪い方には縦磨きをおすすめします。

### 前歯の裏側

満足に磨けないところ。それが前歯の裏側です。円筒ヘッドなら、大量の極細毛が汚れている部分にぴったりフィット。

### 犬歯の磨き方

凹凸が多い犬歯の部分は、縦磨きで磨きます。

### 前歯裏側の上下同時磨き

円筒ヘッドなので、上下同時に磨くことも可能です。回さずに横磨きで磨いて下さい。

### 奥歯の上下同時磨き

前歯同様に奥歯の同時磨きができます。口を閉じ気味にして内側を、軽く噛むようにしてトップを磨きます。奥は開き気味に、手前は閉じ気味といったように、あごの角度を徐々に変えて行くのがポイントです。

### 歯ぐきブラッシング・舌クリーニング

歯ぐきを軽くブラッシングする。(細胞の新陳代謝や、歯ぐきの血行を良くする効果を期待できます。)

舌はマッサージするイメージで軽〜くブラッシングしましょう。舌のクリーニングは、軽く舌を突き出し、ブラシを舌に乗せ、やさしくブラッシング。やり過ぎると舌を傷つけるので注意しましょう。

# Q & A

Q1.

奥歯を磨くとき、ブラシ毛が口腔内にあたると思うのですが・・・

A1.

当たります。ですが一般の歯ブラシは硬いプラスチックが当たるのに対し、円筒形歯ブラシではブラシが当たります。このブラシは一般歯ブラシの半分程度の太さ(0.09mm)なので、口腔内に適度な刺激を与え、口腔内をより健康にします。

Q2.

高密度化、一般歯ブラシの20～30倍のブラシ毛量というのはそれほどメリットがあるのですか？

A2.

あります。一般歯ブラシ約20～30本分の毛量を高密度に実装している円筒形歯ブラシは、ブラシ毛先の接触面積が大きく、奥歯であれば包み込むように磨けます。一般歯ブラシと同じ時間をかければ、磨いている延べ面積が大きくなります。

Q3.

円筒形では奥歯が磨きにくいと思うのですが・・・

A3.

円筒形歯ブラシに限らず、新しいものを使うときはある程度の慣れが必要です。初めは違和感があるかも知れませんが、コツを掴めば外にしっかりと磨けます。歯科関係者からも、初めて一番奥の部分が思い通りに磨けたと評価を頂いたこともあります。

Q4.

舌クリーナーとしても使えるということですが・・・

A4.

はい。使えます。「360do BRUSH」「たんぼぼの種」は0.08～0.09mmという太さのブラシ毛を使用していること、また接触面が立体的で広範囲に接触することにより圧力が分散し、舌や粘膜にダメージを与えにくくなっています。使用時は、歯ブラシ自身の重量が舌に加わる程度の極軽い力でクリーニングして下さい。

Q5.

前歯の裏側もしっかり磨けると聞いたのですが・・・

A5.

前歯の裏側を気にされている方が以外に多いのは、ちょっと驚きました。確かに、今までしっかり磨いてきたかと問われると考えてしまいます。たんぼぼの種は円筒形の特徴を生かした磨き方が可能です。それは、前歯裏側の水平磨きです。もちろん、従来の縦磨きも可能なので、納得の磨き方ができると思います。

## 歯みがきの常識が変わる・・・

360do BRUSH changes the world

株式会社STBヒグチ

〒578-0935 大阪府東大阪市若江東町4-6-29

TEL 06-6730-1712 FAX 06-6730-1713

e-mail info-c@stb-h.co.jp

URL www.stb-h.co.jp